



ИНСТРУКЦИЯ

по применению зоокосметического крема
«MastiDerm»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НОВИСТЕМ»

Назначение: уход за кожей молочной железы домашних и сельскохозяйственных животных. Обеспечивает защиту от неблагоприятных условий внешней среды, уменьшает риск развития бактериальной и грибковой инфекции через поврежденные и воспаленные участки, микротрещины за счет поддержания нормального состояния покровных тканей молочной железы.

Состав: пропиленгликоль, полиэтиленгликоль (4000 и 400), глицерин, вода очищенная белково-пептидный комплекс, выделенный из мезенхимальных стволовых клеток крупного рогатого скота (субстанция «Секретом-НС»). Применение биологически активного компонента улучшает действие других компонентов средства.

Биологически активный белково-пептидный комплекс, полученный при культивировании мезенхимальных стволовых клеток (субстанция «Секретом-НС»), стимулирует восстановительные процессы, тормозит разрушение тканей.

Полиэтиленгликоль обеспечивает поддержание стабильности формы средства, облегчает контакт компонентов средства с обрабатываемыми поверхностями.

Глицерин обеспечивает глубокое увлажнение кожи, стимулирует заживление микротрещин, улучшает упругие свойства слизистых, способствует регенерации и улучшает приток питательных веществ.

Пропиленгликоль обеспечивает поддержание стабильности формы средства, облегчает увлажнение кожи и выполняет функцию консерванта.

Способ применения. Небольшое количество средства нанести на требующий ухода участок молочной железы и втереть аккуратными массирующими движениями до полного впитывания. Предназначен для курсового применения, длительность курса – не менее 5 дней. Периодичность и количество курсов не ограничены.

Особые указания: избегать попадания на изъязвленные участки слизистых. Возможна индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Зоокосметический крем «MastiDerm» предназначен для животных; для гигиенического и оздоровительного ухода. Не является лекарственным средством.

Условия хранения: хранить при температуре не выше 15°C в сухом, защищенном от света месте.

Срок годности: 2 года.